

D

power one 675charger

Lieferumfang

- 1 x Ladegerät **power one 675charger**
- 1 x Anschlusskabel Verbindung Ladegerät / Stromquelle
- 1 x Netzadapter mit USB Schnittstelle für Anschlusskabel
- 1 x Set Steckeraufsätze für Netzadapter mit 4 verschiedenen internationalen Anschlüssen

Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines power one 675charger.
Sie haben ein modernes und sicheres Ladesystem für wieder aufladbare Hörgerätebatterien power one p675 ACCU plus erworben. Für einen reibungslosen Einsatz des Gerätes bitten wir Sie, die nachfolgende Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen.

1. Beschreibung

Der **power one 675charger** dient zum Laden von ein oder zwei wieder aufladbaren Hörgerätebatterien **power one p675 ACCU plus**. Das Gerät lädt innerhalb von 5 Stunden die **power one p675 ACCU plus** auf (nur bei vorher komplett entladene Akku/teilweise geladene Akkus werden zuerst automatisch zur Sicherheit und einer verbesserten Haltbarkeit der Zelle entladen/Refreshing Schutz).

Bitte verwenden Sie für den power one 675charger nur wieder aufladbare Batterien der Marke power one ACCU plus.

2. Anwendung

Bitte öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Zum Laden entnehmen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Anschlusskabel, ziehen es auf die gewünschte Länge (an beiden Enden gleichzeitig aufziehen!) und verbinden den Hohlstecker mit dem entsprechenden Anschluss am **power one 675charger**, welcher sich an der geraden Rückseite des Ladegerätes befindet. Verbinden Sie den USB-Anschluss des Verbindungskabels nun mit einer geeigneten Stromquelle. Der im Lieferumfang enthaltene Netzadapter ermöglicht die Verbindung des USB-Anschlusses mit einer Steckdose. Die Steckeraufsätze (insgesamt vier verschiedene Aufsätze) am Netzadapter sind austauschbar und können je nach Land/Region gewählt werden.

Sie können das Ladegerät ebenso über den USB-Stecker direkt mit einer USB-Schnittstelle eines Computergerätes bzw. Laptops im Betrieb verwenden. Eine weitere Lademöglichkeit ergibt sich durch die Verbindung des USB-Steckers mit einem Adapter für den Zigarettenanzünder bzw. sonstige 12-Voltan-

schlüsse in einem Kfz (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten).

Der **power one 675charger** ist jetzt in betriebsbereitem Zustand und kann zum Laden von Nickelmetallhydrid Hörgerätebatterien **power one p675 ACCU plus** verwendet werden. Dazu schieben Sie die silberfarbene Abdeckung des Ladegerätes in Richtung runder Seite.

Bitte legen Sie nun eine oder zwei Nickelmetallhydrid Hörgerätebatterien **power one p675 ACCU plus** in das dafür vorgesehene Batteriefach ein, und zwar mit der + Seite (flache Seite der Knopfzelle) nach unten. Achten Sie auf die korrekte Polarität beim Einlegen der Knopfzellen. Bei falscher Polarität bzw. defekter Knopfzelle werden sehr kurze Blinksignale (0,1 sec. an und 0,1 sec. aus) angezeigt. In diesem Fall findet kein Ladevorgang statt. Schließen Sie jetzt wieder den silberfarbenen Deckel. Damit die Batterie/n geladen werden, muss der Deckel verschlossen sein. Der Ladevorgang für die Nickelmetallhydrid Hörgerätebatterien wird durch ein grünes Blinksignal angezeigt.

Der **power one 675charger** prüft automatisch den Ladezustand der eingelegten Nickelmetallhydrid Akkuzellen. Im Hörgerät entladene Zellen werden innerhalb von 5 Stunden komplett aufgeladen. Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet ein grünes Dauersignal und Sie können die vollen Zellen zum Betrieb Ihres Hörgerätes entnehmen.

3. Behandlungshinweise für NiMH Akkumulatoren

Kontaktflächen der Akkumulatoren sowie die Kontaktflächen im Gerät bitte sauber halten. Für eine bestmögliche Leistung und Lebensdauer vermeiden Sie bitte grundsätzlich Tiefentladung oder ein Kurzschließen der Batterie. Nach längerer Lagerzeit stellt sich die volle Kapazität erst nach einigen Lade-/Entladezyklen wieder ein.

Abbildungen (siehe letzte Seite)

1. **power one 675charger** Ladegerät
2. Anschlusskabel USB / Hohlstecker
3. Netzadapter mit austauschbaren Steckeraufsätzen
4. Geeignete Hörgerätebatterie NiMH **power one p675 ACCU plus** (nicht im Lieferumfang enthalten)