

Ihr Partner  
für besseres Hören.

powerone)))



[www.powerone-batteries.de](http://www.powerone-batteries.de)

**power one** –  
bewährt zuverlässig,  
bewährt leistungsstark.

## Ihre Ansprüche

Sie möchten Hörgerätebatterien, die sicher und zuverlässig funktionieren, auf die Sie sich in jeder Situation verlassen können und die außerordentlich leistungsfähig sind.

Dann überzeugen Sie sich von **power one**.

**power one** produziert in der weltweit modernsten und größten Produktionsstätte für Hörgerätebatterien in Ellwangen, Deutschland.



- **power one** ist eine Premiumbatterie mit langer Laufzeit – auch für digitale und High Power-Geräte.
- **power one** ist zuverlässig und sicher – selbst bei extremen Umweltbedingungen wie starker Luftfeuchtigkeit.
- **power one** sorgt jederzeit für optimale Ausnutzung der Verstärkerleistung und brillante Klangqualität.
- **power one** ist „Made in Germany“ und unterliegt strengsten Qualitätskontrollen.
- **power one** bietet eine Verpackung, die praktisch, bequem und einfach in der Handhabung ist.

**power one** –  
einfach bequem,  
einfach praktisch.

## Ihre Erwartungen

Sie wollen eine Verpackung, die einfach zu handhaben ist und Ihre Zellen sicher aufbewahrt?

**power one** hat Ihre Wünsche umgesetzt:

- Optimale und einfache Entnahme der Zellen durch die praktische Drehscheibe
- Maximaler Produktschutz durch ein spezielles Qualitätssiegel
- Sichere Aufbewahrung der Zellen durch wieder verschließbare Lasche
- Gut sichtbare Farbkodierung, damit Sie Ihren Batterie-Typ sofort erkennen
- Umweltfreundliche Materialien aus PET und Karton



### **safety comfort pack™**

Besonders bequem und sicher: Durch die praktische Drehscheibe können Zellen einfach entnommen und genauso einfach auch wieder eingesetzt werden. Zwei Lagen Karton sorgen dafür, dass keine Zelle herausfallen kann.

### **comfort tab**

Mit dem extra langen Abkleber lässt sich die Zelle bequem in das Hörgerät einsetzen.

### **power seal**

Das Qualitätssiegel garantiert, dass die Verpackung noch nicht geöffnet wurde.



Mehr Leistung  
durch richtige Handhabung.

### **Aktivierung**

**power one** ist erst dann aktiviert, wenn Sie den **comfort tab** abziehen. Folglich sollte der Abkleber erst unmittelbar vor dem Einsetzen der Batterie ins Hörgerät abgezogen werden, da die Batterie mit dem Sauerstoff der Luft arbeitet.

### **Lagerung**

Lagern Sie Ihre Batterie an einem trockenen Platz. Die ideale Lagertemperatur liegt zwischen 10°C und 30°C.



## **Entsorgung**

Eine leere Hörgerätebatterie sollte nie länger im Hörgerät bleiben als nötig. Entsorgen Sie die Batterie umweltgerecht oder bringen Sie die gebrauchte Batterie zu Ihrem Hörgeräte-Akustiker zurück.

## **Schutz**

Bringen Sie Ihre Batterie nie in Kontakt mit metallischen Objekten, da sonst eine Entladung stattfindet. Bewahren Sie die Batterie in der dafür vorgesehenen Verpackung auf.

[www.powerone-batteries.de](http://www.powerone-batteries.de)