

powerone)))

L'énergie pour la vie



high level hearing




www.powerone-batteries.fr

power one – qualité et performance

power one est une pile pour aides auditives de première qualité, fabriquée en Allemagne

- Elle se distingue par une durée de vie exceptionnelle, même utilisée dans les prothèses numériques
- Elle est fiable, quelles que soient les conditions d'utilisation les plus extrêmes, que ce soit par forte chaleur ou par climat humide
- Elle garantit une performance optimale, une fiabilité dans l'amplification et un timbre d'excellente qualité
- Elle satisfait aux tests de contrôle les plus rigoureux
- Elle est proposée dans un packaging pratique et de manipulation facile



power one – un conditionnement pratique et sécurisé

safety comfort pack™

Pratique et sécurisé : Chaque pile est facilement extraite ou remise en place grâce au cadran rotatif. Deux épaisseurs de carton empêchent les piles de tomber.

comfort tab

Grâce à la languette extra-longue, la pile est insérée facilement dans l'aide auditive.

quality seal

Le sceau de garantie est l'assurance que l'emballage n'a jamais été ouvert.

power one MERCURY FREE – nous protégeons l'environnement

Avec les piles power one MERCURY-FREE, vous optez pour un produit écologique

- Technologie exempte de mercure, respectueuse de l'environnement
- Utilisation de matériaux non polluants et matériaux d'emballage presque entièrement recyclables
- Production conforme aux impératifs écologiques selon le système de gestion de l'énergie certifié ISO 50001

Les exigences élevées de la technologie sans fil
Votre aide auditive moderne possède de nombreuses fonctionnalités exigeantes utilisant la technologie sans fil, ce qui entraîne des besoins en énergie plus élevés.



power one wireless approved – optimisé pour les connexions sans fil



Les piles pour aides auditives sans mercure wireless approved de **power one** sont des piles ultraperformantes spécialement développées pour répondre aux exigences de cette nouvelle génération d'aides auditives.

Pour des exigences extrêmes

La pile sans mercure IMPLANT plus p675 MERCURY-FREE pour les implants est si performante qu'elle peut fournir une énergie très élevée lors de conditions extrêmes de haute consommation.

Elle satisfait ainsi à toutes les attentes des processeurs les plus exigeants et garantit une durée de vie maximale.



Piles **power one** – questions fréquemment posées

Comment doit-on conserver **power one** ?

Les piles **power one** doivent être conservées à température ambiante, comprise entre 20 et 25 °C. La chaleur peut réduire leur durée de fonctionnement et un environnement humide est inapproprié.

Pourquoi les piles pour aides auditives Zinc-Air sont-elles équipées d'une languette adhésive ?

Les piles pour aides auditives utilisent l'air comme source d'énergie. Les languettes adhésives servent à obturer les trous qui se situent sur la surface de la pile. Une fois cette languette retirée, l'air peut pénétrer et la pile est activée.

Comment recycler les piles **power one** ?

Comme toutes les autres piles, les piles pour aides auditives ne doivent jamais être mélangées aux déchets domestiques, ni être incinérées. Veillez à déposer vos piles dans l'un des réceptacles prévus à cet effet, dans les lieux de récupération.

Quelle est la durée de fonctionnement de power one ?

La durée de vie d'une pile pour aide auditive dépend de son temps de fonctionnement quotidien, du volume d'amplification et du type de prothèse auditive utilisé.



Qu'est-ce qui influence la durée de vie de ma pile auditive ?

- Votre environnement (niveau d'humidité, temp.)
- Un changement dans vos habitudes (durée d'utilisation plus longue, niveau sonore plus élevé, nouvelles fonctionnalités de votre aide auditive)
- Un nouvel équipement : marque ou modèle différent
- Les aides auditives modernes possèdent des fonctionnalités supplémentaires (par exemple Streaming) qui nécessitent plus d'énergie

Piles **power one** – la qualité pour toutes les exigences

power one, nos engagements

Qualité

La tension de chaque pile est contrôlée directement sur la chaîne de production.

Utilisation facilitée

par la languette adhésive extra-longue et par l'emballage astucieux.

Fiabilité quelles que soient les conditions d'utilisation

Nous utilisons des matériaux de haute qualité et robustes comme par exemple le revêtement de notre boîtier ESP qui prévient de la corrosion de la pile que ce soit par forte chaleur ou par climat humide.

La fabrication des piles pour aides auditives power one se fait dans le nouveau centre de production, considéré à ce jour comme le plus grand et le plus moderne au monde en matière de fabrication de piles auditives.



Un son net

assuré par un niveau élevé et constant de tension et par notre innovation technologique appliquée à la cathode.

Performance et durée de vie allongée

Résultat d'années de Recherche et Développement et d'une constante amélioration de notre process, la haute performance de nos piles **power one** est reconnue par de nombreux professionnels de l'audiologie.

Large choix

power one vous offre une gamme complète pour alimenter votre aide auditive : piles, accumulateurs rechargeables, accessoires pour répondre à toutes vos attentes.



powerone)))



Plus d'informations sur :
www.powerone-batteries.fr



power one
application

You Tube

